

Agua Ultrapura

Libre de Nucleasas

PB-L
Productos
Bio-Lógicos®



www.pb-l.com.ar

Agua ultrapura

CÓDIGO: IA0601
IA0602
IA0603

PRESENTACION: 30 ml
PRESENTACION: 60 ml
PRESENTACION: 500 ml

Descripción

Agua desionizada, estéril, libre de pirógenos.

Libre de nucleasas

Grado biología Molecular.

Condiciones de uso:

Una vez abierta la botella conservar a -20°C . Si se utiliza con periodicidad, fraccionar el contenido en envases más pequeños y conservarlos a -20°C , para evitar contaminaciones.

Presentación:

Una botella con 30 ml, 60 ml ó 500 ml.

Conservación

Almacenar entre -20°C a 25°C . Una vez abierto el envase almacenar entre 4°C y -20°C

Aplicaciones:

Manipulación de ácidos nucleicos, PCR, secuenciación y todos los ensayos de biología molecular.

Limitaciones de uso

Este producto ha sido diseñado, desarrollado y comercializado para su uso exclusivo en el área de investigación. No fue desarrollado para su uso en el área de diagnóstico o desarrollo de drogas, tampoco para su administración en animales o humanos.