

**TEMED**

Grado Biología Molecular

**PB-L  
Productos  
Bio-Lógicos®**



<http://www.pb-l.com.ar>

**TEMED**

Grado biología Molecular

CÓDIGO: IA1001 - 30 ml

### **Características.**

El TEMED es utilizado como un catalizador junto con el APS (Persulfato de amonio) para promover la polimerización de geles de acrilamida en metodologías de PAGE.

Formula:  $C_6H_{16}N_2$

Peso Molecular: 116,21

Pureza: >99 %

CAS: N° 110-18-9

### **Presentación:**

30 ml (IA1001)

### **Información de seguridad:**

Peligrosa su inhalación, el contacto con la piel o los ojos.  
Utilizar guantes y anteojos protectores para su manipulación

### **Almacenamiento:**

Almacenar el producto a temperatura ambiente.

### **Limitaciones de uso**

Este producto ha sido diseñado, desarrollado y comercializado para su uso exclusivo en el área de investigación. No fue desarrollado para su uso en el área de diagnóstico o desarrollo de drogas, tampoco para su administración en animales o humanos.